

СОП

(Стандартная операционная процедура)

ЗАГРУЗКА СТЕРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА В УФ-КАМЕРЫ



Людмила Васильева
Загрузка стерильного
инструмента в УФ-камеры

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69651211
ISBN 9785006056534

Аннотация

Предотвращение вторичной контаминации стерильного инструмента патогенными микроорганизмами. Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Загрузка стерильного инструмента в УФ-камеры

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5653-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Определение

Загрузка стерильного инструмента в УФ-камеры – комплекс мероприятий, направленных на сохранение стерильности инструментов. Обеспечение асептики.

Цель

Предотвращение вторичной контаминации стерильного инструмента патогенными микроорганизмами. Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.